

GETINGE QUADRO
ARTIKELLISTE



GETINGE QUADRO ARTIKELLISTE (basierend auf der Preisliste 2011)		Tischsterilisator mit Vor- und Nachvakuum (B-Prozess) Allgemeine Spezifikation: - 18-Liter Superellipskammer - USB-Prozessdokumentation auf USB-stick (48326195 erford.) - Für Prozessdokumentation via Netzwerk vorbereitet (48326134 erforderlich) - Einsatz mit fünf Ebenen, Art.nr. 48326126 - Serieller Anschluss für Service	
Art. nr.	Beschreibung		
978049501	Getinge Quadro Classic	Zusätzlich zur allgemeinen Spezifikation: - Piezo Display - Serieller Anschluss für Belegdrucker	
978049502	Getinge Quadro Avanti	Zusätzlich zur allgemeinen Spezifikation: - 8,5" Farben-Touchdisplay - Serieller Anschluss für Beleg- oder Etikettendrucker - Eingebaute Prozessfreigabe	
GETINGE QUADRO INSTALLATIONSOPTIONEN			
978049503	Avanti R, Remote Display	Remote 8,5" Farben-Touchdisplay. Ausschließlich für Quadro Avanti. Ermöglicht eine Anpassung des Sterilisators an nicht-ideale Installationsbedingungen, bspw. unter einem Tisch. Das Remotedisplay wird über ein 2 m Kabel angeschlossen und ist mit einer Halterung für Wand- od. Tischplatzierung ausgestattet.	
48326124	Wasseranschluss-Kit DS200	Für Direktanschluss an den Sterilisator oder an separate Wasser-Produktion. Filtrervolumen 2,4 Liter. Mixed bed resin. Bei Direktanschluss erfüllt Quadro EN 1717.	
48326156	Wasseranschluss-Kit für Anschluss an vorhandene Wasseraufbereitung	Direktanschluss des Quadro an vorhandene Wasseraufbereitungsanlage. Wenn entionisiertes od. RO-Wasser am Installationsort vorhanden ist, soll dieses Kit verwendet werden, entspricht Art.nr. 48326124, jedoch ohne Filter. Bei Direktanschluss erfüllt Quadro EN 1717.	Keine Abb.
48326125	Einsatz	Einsatz aus Edelstahlraht, drei Ebenen.	Keine Abb.
48326126	Einsatz	Einsatz aus Edelstahlraht, vier Ebenen.	Keine Abb.
48326047	Einsatz	Einsatz aus Edelstahlraht (im Lieferumfang des Sterilisators enthalten), fünf Ebenen.	
48326127	Einsatz für Container	Einsatz aus Edelstahlraht, keine Ebenen, für stapelbare Container.	
48326128	Einsatz	Einsatz aus Edelstahlraht, acht Ebenen, für Trays < 20 mm (H).	Keine Abb.
GETINGE QUADRO DOKUMENTATIONSOPTIONEN			
4836100	Belegdrucker	Geräuscharmer Thermodrucker. Alles enthalten für den Anschluss an den Sterilisator. Wird das Getinge-Papier, Art.nr. 4836098, verwendet, und der Beleg unter korrekten Bedingungen aufbewahrt, hält der Druck 15 Jahre.	
4836383	Etikettendrucker	Ausschließlich für Anschluss an Quadro Avanti. Barcode-Etikettendrucker. Alles enthalten für den Anschluss an den Sterilisator. Rollenbreite 60 mm.	
4836098	Papier für Belegdrucker	Thermopapier. Der Druck hält 15 Jahre gem. Zertifikat, bei 23 ± 5 °C u. 50 ± 10% Luftfeuchtigkeit, dunkel und ohne mechanischen Einfluss gelagert. Die Rollen werden einzeln geliefert.	
4836384	Etikettenrolle für Etikettendrucker	2100 Etiketten, Rollenbreite 60 mm, Etikettenabmessungen: 58 x 31 mm.	Keine Abb.
4836403	Farbband für Etikettendrucker	Pro Etikettenrolle wird etwa ein Farbband benötigt. Die Farbbänder werden einzeln geliefert.	Keine Abb.
48326195	USB-Stick	Für die integrierte USB-Dokumentation des Quadro.	

48326134	LAN-Speicherung	Prozess-Dokumentation via LAN auf den Klinik-PC. Einfache Installation via Internet.	
4836404	Offenes Protokoll	Für Prozess-Dokumentation an externe Dokumentationssysteme. Diese Lösung setzt 48326134 voraus. Siehe separate Liste über kompatible Software.	
GETINGE QUADRO ZUBEHÖR			
48320124	Ersatzharz für Entionisiergerät	In Verpackungen zu je vier Harz-Beuteln für 48320188. Gesamtkapazität bei 200 ppm ist ca. 1300 Liter.	
4835364	LK-Tray aus temperaturbeständigem Kunststoff, 284 x 186 x 20 mm	Kunststoff-Tray mit integrierter Instrumenthalterung. Hauptsächlich für den Dental-Bereich, aber kann auch für weitere Anwendungen eingesetzt werden. Kann zwecks steriler Aufbewahrung in Papier-Plastik-Hülle verpackt werden.	
4835362	Dental-Tray komplett mit Deckel und Instrumenthalterung, Aluminium, 287 x 186 x 39 mm	Perforierter Tray mit unperforiertem Deckel, inkl. herausnehmbarer Instrumenthalterung, Aluminium. Kann zwecks steriler Aufbewahrung in Papier-Plastik-Hülle verpackt werden.	
4835981	Dental-Tray "mini" mit Deckel und Instrumenthalterung, Aluminium, 145 x 186 x 39 mm	Unperforierter Tray mit unperforiertem Deckel inkl. herausnehmbarer Instrumenthalterung, Aluminium. Kann zwecks steriler Aufbewahrung in Papier-Plastik-Hülle verpackt werden.	
4839982	Gestell für aufgestellte Tüten, Edelstahlbraht-Version	Tütengestell für kleinere Tüten, aus Edelstahl mit drei Einteilungen.	
483937271	"Feder" für aufgestellte Tüten, "Haken"-Version, Edelstahl	Tütengestell für einzeln verpackte Instrumente. Die Feder (dehnbar) wird vertikal in die Tray-Perforierungen eingehakt.	
483937270	"Feder" für aufgestellte Tüten, frei stehende Version, Edelstahl	Tütengestell für einzeln verpackte Instrumente. Die Feder wird vertikal direkt in den Tray platziert.	
4836409	Silikongriff	Griff aus hochwertigem Silikon gefertigt, hitzebeständig bis zu 250 °C und spülmaschinenfest.	
4839057	Griff für Alu-Trays und LK-Trays	Griff, um das Laden und Entladen von Trays mit einer Höhe von 15-20 mm zu vereinfachen.	
483759370	Griff für Alu-Trays und Instrument-Trays mit H = 15-20 od. 38 mm	Griff, um das Laden/Entladen von Trays mit einer Höhe von 15-20 mm oder 38 mm zu vereinfachen.	
48320022	Griff für Dental-Trays mit Abdeckung	Griff, um das Laden/Entladen von Dental-Kassetten zu vereinfachen.	
48326131	Instrument-Tray, Edelstahl	Instrument-Tray aus Edelstahlbraht, 310 x 190 x 38 mm	
4839975	Instrument-Tray, Edelstahl	Instrument-Tray aus Edelstahlbraht, 100 x 190 x 38 mm	
4835576	Tray, Aluminium	Perforiert, 285 x 185 x 19 mm	
Für weitere Informationen, siehe www.skarhamn.getinge.com und www.getinge.com Programmkombinationen und weitere Spezifikationen, siehe separate Produktspezifikation.			



COMPLETE SOLUTIONS FOR INFECTION CONTROL

Getinge is the world's leading provider of solutions for effective cleaning, disinfection and sterilization in the health-care and life science sectors. We are dedicated to helping our customers provide better care at a lower cost. We do this by offering well thought through and customized solutions. This means that we are with our customers all the way from architectural planning and education to traceability and support – with complete solutions, long-term commitment and global presence.

Getinge – Always with you

Getinge Skärhamn AB

Industrivägen 5
SE-471 31 Skärhamn
Phone: +46 10 335 02 00
Fax: +46 10 335 02 29
info@seska.getinge.com
www.skarhamn.getinge.com

GETINGE
GETINGE GROUP

www.getinge.com

GETINGE GROUP is a leading global provider of equipment and systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. Equipment, service and technologies are supplied under the brands **ArjoHuntleigh** for patient handling and hygiene, disinfection, DVT prevention, medical beds, therapeutic surfaces and diagnostics, **GETINGE** for infection control and prevention within healthcare and life science and **MAQUET** for surgical work places, cardiopulmonary and critical care.